



Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДАЛ»
620135, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ СОВХОЗНАЯ, СТР. 20В
ИНН/КПП 5406826069/540601001
Тел.: 8-800-600-3449, +7 922 204 75 30
E-mail: sales@vedal-med.ru

ИНКУБАТОР ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ VEDAL A-2000, ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙСЯ В ОТКРЫТУЮ РЕАНИМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ

На данный момент одним из общепринятых стандартов оказания высокотехнологичной медицинской помощи при выхаживании новорождённых с критически низкой массой тела и иными патологиями является применение инкубаторов-трансформеров.

Принцип действия инкубатора-трансформера:

- Совмещение функционала инкубатора закрытого типа и открытой реанимационной системы;
- Трансформация одного из этих устройств в другое при медико-клинической необходимости с помощью электро-механических приводов.

Инкубатор-трансформер имеет ряд неоспоримых преимуществ перед инкубатором закрытого типа:

Минимизация рисков и стресса для пациента. Исключена необходимость перекладывания новорожденного, находящегося в критическом состоянии из инкубатора в реанимационную систему и обратно для проведения манипуляций. Каждое такое перекладывание – риск ухудшения состояния.

Непрерывность ухода и стабильность среды. Уход за пациентом обеспечивается функциями одного аппарата, все режимы регулируются быстро и плавно, стабилизация параметров пациента происходит автоматически.

Универсальность. Одно устройство заменяет два, экономя место и средства для клиники.

Улучшение условий для работы медперсонала. Обеспечен удобный доступ к пациенту во всех режимах работы оборудования.



Инкубатор-трансформер – это интеллектуальная система интенсивной терапии, которая благодаря уникальной функции трансформации обеспечивает максимально безопасный, стабильный и эффективный уход за самыми уязвимыми новорожденными, сводя к минимуму риски, связанные с их перемещением и обеспечивая быстрый доступ для жизненно важных вмешательств.

При работе в режиме «Инкубатор» обеспечивается замкнутая контролируемая среды с целью поддержания необходимого уровня температуры и влажности для недоношенных детей и других новорожденных, которые не способны эффективно регулировать температуру собственного тела.



Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДАЛ»
620135, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ СОВХОЗНАЯ, СТР. 20В
ИНН/КПП 5406826069/540601001
Тел.: 8-800-600-3449, +7 922 204 75 30
E-mail: sales@vedal-med.ru

При работе в режиме «Обогреватель» осуществляется излучение контролируемого, равномерно распределенного тепла сверху на тело новорожденного, нуждающегося в дополнительном обогреве.

Устройство может выполнять функции открытой реанимационной системы для новорождённых, т.е. стола для реанимации новорождённых, оборудованного инфракрасным обогревателем, имеющим встроенный мониторинг жизненно важных параметров, таймеры АПГАР и сердечно-лёгочной реанимации, стойку для проведения инфузионной терапии, оборудование для фототерапии (опция), весы (опция). Возможно совместное использование инкубатора с оборудованием респираторной поддержки.



Характеристика	Значение
Максимальные габаритные размеры инкубатора, мм	1157 x 720 x 2290
Регулировка высоты расположения детского ложа, мм	780 – 980
Размеры лотка для матраса (длина x ширина), мм	670 x 500
Размеры матраса, мм	648 x 470 x 45
Максимальный уровень наклона детского ложа	$(11 \pm 1)^\circ$
Угол поворота детского ложа	360°
Масса инкубатора в номинальной конфигурации, кг	160 ± 5
Давление подачи кислорода в инкубатор, МПа	0,3 – 0,5
Максимальный уровень звука внутри детского отсека инкубатора, дБА	55
Температурные характеристики	
Диапазон измерения температуры кожи	(5 – 65) °C
Погрешность измерения температуры кожи	не более ±0,3 °C
Диапазон установки температуры регулирования в режиме инкубатора с регулированием по воздуху	(20,0 – 37,0) °C (37,1 – 39,0) °C
Диапазон измерения температуры воздуха	(5 – 65) °C
Погрешность измерения средней температуры инкубатора	не более 0,8 °C
Диапазон установки температуры регулирования в режиме инкубатора с регулированием по температуре кожи	(32,0 – 37,0) °C (37,1 – 38,0) °C
Установка и измерение относительной влажности	



Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДАЛ»
620135, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ СОВХОЗНАЯ, СТР. 20В
ИНН/КПП 5406826069/540601001
Тел.: 8-800-600-3449, +7 922 204 75 30
E-mail: sales@vedal-med.ru

Диапазон установки относительной влажности в детском отсеке	(30 – 95) %
Точность установки относительной влажности в детском отсеке	± 5 % (абс.)
Диапазон измерения относительной влажности в детском отсеке	(0 – 100) %
Погрешность измерения относительной влажности в детском отсеке	не более ± 10 % (отн.)
Установка и измерение концентрации кислорода в детском отсеке	
Диапазон установки концентрации кислорода	(20 – 65) %
Точность установки концентрации кислорода	± 4 %
Диапазон измерения концентрации кислорода	(0 – 100) %
Погрешность измерения концентрации кислорода	не более ± 3 %
Скорость потока воздуха над матрасом	не более 0,35 л/мин
Максимальная концентрация углекислого газа в детском отсеке	0,5 %
Характеристики системы взвешивания	
Диапазон измерения массы новорождённого, г	200 – 8000
Погрешность измерения массы новорождённого, не более, г	± 10
Характеристики канала пульсоксиметрии	
Диапазон показаний степени насыщения гемоглобина крови кислородом (SpO ₂)	от 0 до 100 %
Погрешность измерения SpO ₂ в диапазоне измерения от 70 до 100 %*	± 3 %*
Диапазон измерения частоты пульса (PR)	от 25 до 240 мин ⁻¹
Погрешность измерения PR	± 3 мин ⁻¹
Диапазон показаний индекса перфузии (PI)	от 0,02 до 20 %
Скорость развёртки фотоплетизмограммы	6,5; 12,5; 25; 50 мм/с
<i>При использовании пульсоксиметрического датчика RD rainbow SET-2 Neo</i>	
Диапазон измерения содержания метгемоглобина (SpMet)	от 0 до 15 %
Погрешность измерения SpMet	± 1 %
Диапазон показаний индекса variability плетизмограммы (PVI)	0 – 99 %
Характеристики канала ЭКГ	
Отображаемые отведения ЭКГ	I, II, III
Чувствительность ЭКГ	x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4 (1,25; 2,5; 5; 10; 20; 40 мм/мВ)
Скорость развёртки ЭКГ	6,25; 12,5; 25; 50 мм/с
Частота режекторного фильтра	50 Гц



Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДАЛ»
620135, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ СОВХОЗНАЯ, СТР. 20В
ИНН/КПП 5406826069/540601001
Тел.: 8-800-600-3449, +7 922 204 75 30
E-mail: sales@vedal-med.ru

Диапазон измерения частоты сердечных сокращений (HR)	от 15 до 350 уд/мин	
Погрешность измерения HR	± 1 уд/мин или ±1 % (в зависимости от того, что больше)	
Характеристики канала мониторинга дыхания (Resp)		
Базовый импеданс кривой изменения импеданса, Ом	от 500 до 4000	
Полоса пропускания частот кривой изменения импеданса, Гц	от 0,1 до 3,0	
Скорость развёртки кривой изменения импеданса, мм/с	6,25; 12,5; 25; 50	
Диапазон измерения частоты дыхания, 1/мин	от 10 до 150	
Погрешность измерения частоты дыхания	±2 1/мин или ±2 %	
Характеристики канала неинвазивного измерения артериального давления (НИАД)		
Режим измерения	Ручной, автоматический	
Периоды измерения давления в автоматическом режиме, мин	2,5, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120	
Период измерения давления в автоматическом режиме с короткими интервалами	5 мин ± 10 %	
Максимальная длительность одного измерения, с	менее 90	
Диапазон измерения артериального давления (АД)	Систолическое АД, мм рт. ст.	40 – 130
	Среднее АД, мм рт. ст.	27 – 110
	Диастолическое АД, мм рт. ст.	20 – 100
Диапазон установки начального уровня накачки манжеты, мм рт. ст.	60 – 140	
Шаг установки начального уровня накачки манжеты, мм рт. ст.	10	
Максимальное давление в манжете, мм рт. ст.	150 ± 5	
Диапазон измерения давления в манжете, мм рт. ст.	0 – 140	
Точность измерения давления в манжете, мм рт. ст.	±3	
Характеристики канала капнометрии		
Тип капнометрии	в прямом потоке	
Диапазон измерения концентрации углекислого газа	от 0 до 15 %	
Погрешность измерения концентрации углекислого газа	±(0,2 % + 2 % от показаний)	
Диапазон измерения частоты дыхания (awRR)	от 0 до 150 мин ⁻¹	
Погрешность измерения awRR	± 1 мин ⁻¹	
Дрейф точности измерений концентрации углекислого газа	Соответствует требованиям к точности измерений в течение 6 ч	



Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДАЛ»
620135, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ СОВХОЗНАЯ, СТР. 20В
ИНН/КПП 5406826069/540601001
Тел.: 8-800-600-3449, +7 922 204 75 30
E-mail: sales@vedal-med.ru

Общее время ответа системы	Менее 3 с
Время готовности к работе	Менее 45 с
Время нарастания капнограммы	Не более 90 мс
Характеристики камеры видеонаблюдения	
Разрешение	1920x1080 (2 Мп)
Тип интерфейса	USB-A